


# Diagnostisering av bröstcancer med hjälp av Max 2M™ och Max 3™



Nyhet



Vi har utökat utbudet av våra användarvänliga Max 2M och Max 3-injektorer till att inkludera kontrastförstärkt mammografi. Nu kan du dra nytta av våra bevisade fördelar även inom detta område.

## Lättarbetad



Injektionsstart och alla programsteg kan utföras snabbt och patientnära direkt på injektorn.



Tack vare den kompakta injektorbasen finns det fortfarande tillräckligt med utrymme i undersökningsrummet.

## Effektiv



Kontrastmedelsinjektorn ger ett kontinuerligt flöde av kontrastmedel.



KM-bolusen administreras korrekt, vilket ger en ökad bildkvalitet.



Den batteridrivna injektorn kan placeras fritt och flexibelt i mammografirummet.



**Ulrich**  
medical

[www.ulrichmedical.com](http://www.ulrichmedical.com)