






# NYA RADICAL 7

- Touch skärm
- Större skärm
- Lätt att navigera i menyerna
- Lätt att analysera trender
- Följande parametrar kan man monitoreras med MASIMO SET och Rainbow tekniken
  - **Masimo SET:** SpO2, Puls, , PVI (Pleth Variability Index), PI (Perfusions Index),
  - **Masimo Rainbow:** SpHb, SpMet, SpCO, SpOC, RRa eller RRp (Andningsfrekvens)



# NYA RADICAL 7 Bildskärm



## RADIACL 7 för alla tillfällen

