

PRO-Breathe™ Kapnografi samplingslangar



Produktinformation

- Stort utbud av samplingsalternativ med slangar för både intuberade och icke intuberade patienter
- Ny innovativ och enkel samplings slang för näsborre, med andningsbypass
- Färgkodade förpackningar som enkelt skiljer intuberade och icke-intuberade samplingslangar åt och gör det enkelt att välja rätt
- Filter på 0,2 mikron ingår i alla slangar för att skydda monitorn från kontaminering
- Nafion™-tork inbyggd i samplingslangar för långtidsbruk, upp till 72 timmar har **gul koppling**
- För användning <8 timmar är samplingslangar utrustade med **orange koppling**
- Grimmorna har mjuka doppgjutna prongs för bästa komfort
- Finns i vuxen- och barnstorlekar som går att justera under hakan för bästa passform
- Oral-/nasal grimmor ger möjlighet att sampla när patienten växlar mellan mun-/näsandning
- Grimmor för extra tillförsel av O₂ (upp till 5 l/min) utformad för minimal påverkan på kapnografikurvan
- Innovativ **Duo Flow-näsdesign** möjliggör EtCO₂ sampling och O₂-tillförsel från båda näsborrarna samtidigt
- Den vida ytan på mun-/näsgrimmorna är idealisk för sampling på patienter med ytlig andning
- Samtliga samplingprodukter är MR-säkra

Teknisk specifikation

Sampling Pump Flow Rate: 50 ml/min

Längd: 2.1m

ID: 1.0mm, OD: 2.5mm (CO₂)

Microstream CO₂ & samplingprodukter < 8 tim

| Artikelnr | Utformning | Bild | Storlek | Modell | O ₂ | Filter | Förp |
|-----------|----------------|------|----------------|--|----------------|--------|-----------|
| PBMS04620 | Intuberad | | Vuxen/ Barn | 22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream) | N/A | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04121 | Icke intuberad | | Vuxen | Single Nasal Port with Bypass | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04221 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04222 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04261 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04262 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04361 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal Duo Flow | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04421 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04422 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04561 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS04562 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |

Microstream CO₂ & samplingprodukter < 72 tim

| Artikelnr | Utformning | Bild | Storlek | Modell | O ₂ | Filter | Förp |
|-----------|----------------|------|----------------|--|----------------|--------|-----------|
| PBMS06620 | Intuberad | | Vuxen/ Barn | 22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream) | N/A | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06221 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06222 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06261 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06262 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06361 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal Duo Flow | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06421 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06422 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | ✗ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06561 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |
| PBMS06562 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | ✓ | ✓ | 25 st/Box |

CO₂ samplingprodukter med Luer Lock koppling

| Artikelnr | Utformning | Bild | Storlek | Modell | O ₂ | Filter | Förp |
|-----------|----------------|------|----------------|--|----------------|----------|-----------|
| PBNS04620 | Intuberad | | Vuxen/ Barn | 22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream) | N/A | V | 25 st/Box |
| PBNS04121 | Icke intuberad | | Vuxen | Single Nasal Port with Bypass | X | X | 25 st/Box |
| PBNS04221 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | X | X | 25 st/Box |
| PBNS04222 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | X | X | 25 st/Box |
| PBNC11130 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal | V | X | 50 st/Box |
| PBNC11230 | Icke intuberad | | Barn | Nasal | V | X | 50 st/Box |
| PBNS04361 | Icke intuberad | | Vuxen | Nasal Duo Flow | V | X | 25 st/Box |
| PBNS04421 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | X | X | 25 st/Box |
| PBNS04422 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | X | X | 25 st/Box |
| PBNS04561 | Icke intuberad | | Vuxen | Oral-Nasal | V | X | 25 st/Box |
| PBNS04562 | Icke intuberad | | Barn | Oral-Nasal | V | X | 25 st/Box |