







# MASIMO

## SpO2 och puls testare

Pulsoximetrtestare som testar pulsoximeter samt mellankabel för MASIMO® pulsoximetrar, fungerar både LNOP samt LNCS kablar

### Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp
MA 1593	<b>14 Pin Masimo SET® Tester</b> För pulsoximeter testar SpO2 och puls SpO2: 81% ±3% Puls: 61 bpm/ ± 1bpm 	st
MA 1795	<b>Masimo SET® Tester</b> Testar pulsoximeter och mellankabel SpO <sub>2</sub> och puls SpO2: 81% ±3% Puls: 61 bpm/ ± 1bpm 	st
MA 2368	<b>Rainbow SET Tester</b> SET Tester för Rainbow produkter (Tests SpCO, SpMet, PVI, PI, SpO2 och BPM) 	st
MA 2367	<b>9-pin SET Tester</b> Testar för Rainbow produkter och adapter till LNCS patient kablar (Testar bara SpO2 och puls) 	st
MA 2389	<b>Mini-Demo Connector - 30 Min</b> Används vid demo av produkt (används best för att visa trender) 	st
MA 2390	<b>Mini-Demo Connector - 2 Min</b> Används för att visa parametrar under kort tid. 	st