

# MEMO™

## Bärbar kapnograf för veterinärt bruk

Kapnograf i robust och vattenresistent design som är konstruerad för att tåla krävande miljöer. Luftvägsadaptorn finns i två storlekar och passar både stora och små djur. Försedd med snabbkoppling till olika masktyper. Enkel att använda med snabb uppstart och avancerad NDIR mainstreamteknologi som automatiskt genomför en funktionskontroll vid varje start.



Förvaringsväska



Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Förpackning
CMZ60MEMO	MEMO™ kapnograf inkl. 2 luftvägsadapttrar		1 st/Box
CMZ60MEMO-KIT	MEMO™ kapnograf inkl. förvaringsväska och 2 luftvägsadapttrar		1 set/Box
CSM01A	Luftvägsadapter - dead space <1,3 ml	Stora djur	10 st/Box
CSM01B	Luftvägsadapter - dead space <0,3 ml	Små djur	10 st/Box
CSM16A	Förvaringsväska till MEMO™		1 st/Box

# MEMO™ - specifikation

CAPNO.MED™

## Funktioner

- Snabb uppstart
- Kapnograf med NDIR mainstreamteknologi som utför en funktionskontroll varje gång enheten startas
- Enkel att använda. Starta monitorn, koppla till ansiktsmask, larynxmask eller ET-tub och starta monitoreringen
- Robust, stöttålig och vattenresistent design
- Luftvägsadaptern är anpassad för stora eller små djur
- Den är utformad för att möjliggöra snabb anslutning till ET-tuber, ansiktsmasker och larynxmasker
- Valbara enheter: mmHg, kPa och %

## Produktspecifikation

- Mätområde: CO<sub>2</sub>: 0-99 mmHg, AF: 3-150 andetag/min
- Noggrannhet: CO<sub>2</sub>: 0-40 mmHg  $\pm$  2 mmHg, 41-99 mmHg,  $\pm$ 6%, AF:  $\pm$ 1 andetag/min
- Batterityp: 2 st AAA-alkaliska eller litumbatterier
- Batteritid: 6 tim (alkaliska), 10 tim (litium)
- Drifttemperatur: 0-40° C
- Atmosfäriskt tryck i drift: 70-120 kPa
- Storlek: 4.4 x 4.5 x 5.2 cm
- Vikt: 66 gram med alkaliska batterier
- Displayinformation: EtCO<sub>2</sub>, AF, kapnogram och batteristatus

