

## Neonatal och pediatrik lågflödesväljare



### Neonatal flödesväljare

- Flera mikroflödes hastigheter som ställs in med vred
- 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10 och 1 l/min
- Utformad för användning med en 4.0-5.0 bar syrgasförsörjning
- 7 års garanti
- Serviceintervall: 7 år, årlig prestandatest



### Pediatrik flödesväljare

- Flera mikroflödes hastigheter som ställs in med vred
- 0,02, 0,03, 0,05, 0,08, 0,12, 0,20, 0,30, 0,50, 0,75, 1 och 3 l/min
- Utformad för användning med en 4.0-5.0 bar syrgasförsörjning
- 7 års garanti
- Serviceintervall: 7 år, årlig prestandatest

### Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning                  | Gas            | Bar | Liter/minut |
|---------------|----------------------------|----------------|-----|-------------|
| 673-0804-00   | Neonatal lågflödesväljare  | O <sub>2</sub> | 4.0 | 0-1         |
| 673-0804-01   | Neonatal lågflödesväljare  | O <sub>2</sub> | 4.5 | 0-1         |
| 673-0804-02   | Neonatal lågflödesväljare  | O <sub>2</sub> | 5.0 | 0-1         |
| 673-1804-00   | Neonatal lågflödesväljare  | MA4            | 4.0 | 0-1         |
| 673-0805-00   | Pediatrik lågflödesväljare | O <sub>2</sub> | 4.0 | 0-3         |
| 673-0805-01   | Pediatrik lågflödesväljare | O <sub>2</sub> | 4.5 | 0-3         |
| 673-0805-02   | Pediatrik lågflödesväljare | O <sub>2</sub> | 5.0 | 0-3         |
| 673-1805-00   | Pediatrik lågflödesväljare | MA4            | 4.0 | 0-3         |