

# VixOne™- Nebulisator

## Produktinformation

- Optimal partikelstorlek (2-5 $\mu$ ) för bästa deponering av läkemedel
- Kompakt, liten & lätt för bästa patientkomfort
- "Anti-spill design"
- Låg restvolym, endast 0,7ml
- Gradering i ml
- Minimumvolym: 1 ml, maximalvolym: 13 ml
- Flöde 6-8 liter/minut för bästa partikelstorlek



## Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Materialinnehåll	Förp
0210	VixOne™ med slang och T-munstycke, 16 cm flexslang, Ø 22 mm	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat, FPVC, Polyeten, Pp-Copolymer	50 st/Box
0310	VixOne™ med mask, 2 m slang, vuxen	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat, FPVC, Polyeten	50 st/Box
0311	VixOne™ med mask, 2 m slang, barn	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat, FPVC	50 st/Box
0222	VixOne™ med slang och T-munstycke	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat, FPVC, Polyeten	50 st/Box
0214	VixOne™ enbart nebulisator	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat	50 st/Box
0312	VixOne™ + Super Spike, 2 m slang	Polypropylen, Polystyren, K-Resin, Zinkstearat, FPVC, Polyeten	50 st/Box